

Техническая Спецификация

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов Philips HeartStart Frx

Электроды дефибриллятора хранятся в специальном футляре.

На футляре для электродов указан срок годности (как минимум два года с даты производства).

Площадь активной поверхности

80 см² каждый

Работы включают в себя следующее:

Наименование товара, работы, услуги	Ед. измерения	Тарифы в тенге, без учета НДС
1) Осуществление замены электродов по истечению срока годности. Докомплектация дефибрилляторов одноразовыми электродами для дефибрилляции взрослых и детей		
2) Проверка дефибриллятора с предоставлением сертификата		
3) Осуществление замены батарей для дефибриллятора Philips HeartStart Frx (88-08) по истечению срока годности		
	штука	3 000 000

Доукомплектацию и замену дефибрилляторов имеет право производить только специалист, имеющий медицинское образование

Забор и доставка должна осуществляться со стороны поставщика в течение 1-3 рабочих дней до 16:00.

Обязательное предоставление технической спецификации

