

Техническая Спецификация

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов Philips HeartStart Frx

Лот № 3 услуги ремонта, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов

Электроды дефибриллятора хранятся в специальном футляре.
На футляре для электродов указан срок годности (как минимум два года с даты производства).

Площадь активной поверхности
80 см² каждый

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание включают в себя следующее:

Наименование товара, работы, услуги	Ед. измерения
1) Осуществление замены электродов по истечению срока годности. Докомплектация дефибрилляторов одноразовыми электродами для дефибрилляции взрослых и детей	Штука
2) Проверка дефибриллятора с предоставлением сертификата	Штука
3) Осуществление замены батарей для дефибриллятора Philips HeartStart Frx (88-08) по истечению срока годности	Штука

Доукомплектацию и замену дефибрилляторов имеет право производить только специалист, имеющий медицинское образование

Забор и доставка должна осуществляться со стороны поставщика в течение 1-3 рабочих дней до 16:00 (по заявкам)

Обязательное предоставление технической спецификации

air astana
Makpal Kalykova
Material Planning Supervisor