

Техническая Спецификация

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов Philips HeartStart Frx

Электроды дефибриллятора хранятся в специальном футляре.

На футляре для электродов указан срок годности (как минимум два года с даты производства).

Площадь активной поверхности

80 см² каждый

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов включают в себя следующее:

Наименование товара, работы, услуги	Ед. измерения	Планируемое количество	Цена за единицу, без учета НДС	Сумма, без учета НДС
1) Осуществление замены электродов по истечению срока годности. Докомплектация дефибрилляторов одноразовыми электродами для дефибрилляции взрослых и детей	Штука	40		
2) Проверка дефибриллятора с предоставлением сертификата	Штука	45		
3) Осуществление замены батарей для дефибриллятора Philips HeartStart Frx (88-08) по истечению срока годности	Штука	13		
Итого				

Доукомплектацию и замену дефибрилляторов имеет право производить только специалист, имеющий медицинское образование

Забор и доставка должна осуществляться со стороны поставщика в течение 1-3 рабочих дней до 16:00.

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием цен за единицу и общих сумм. Итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

air astana

Dina Sain

Material Planning Supervisor